



FWP 05 (GT)  
Granulattester

[www.wohl-partner.de](http://www.wohl-partner.de)

**WOHL + PARTNER**  
Eisfelder Straße 24  
96528 Schalkau  
Germany

[info@wohl-partner.de](mailto:info@wohl-partner.de)

+49.(0).36766.295.0  
+49.(0).172.849.7656

# FWP

## 05 GT

Die einsäulige FWP 05 ist mit ihrer kompakten Bauweise als Tischmaschine ideal für den Laboreinsatz und für Tests mit kleinen Kräften vorgesehen. Getestet wird die Ermittlung der Höchstkraft eines Granulatkorns im Druckversuch. Erhältlich ist die FWP 05 GT als Stand-Alone Variante oder inklusive PC mit vorinstallierter „Test & Motion Plus“ Software die durch zusätzliche PlugIns/Add-Ons für zum Beispiel individuelle Prüfvorschriften (Normen) und Anwenderprogramme erweitert werden kann. Ebenso erhältlich sind weitere Prüfdornen und ein Untergestell.



Scanne den QR code für unser workaround video auf YouTube.

Typ	FWP 05 GT
Elektrischer Anschluss	400 VA; 230 V / 50 Hz
Maximale Prüfgeschwindigkeit	500 mm / min
Maximale Druckkraft	0,5 kN
Traversenwegauflösung	≤ 0,001 mm
Traversenhub	600 mm
Prüfraum ohne Kraftaufnehmer und Spannzeug (Breite x Höhe)	110 x 600 mm
Breite	200 mm
Tiefe	460 mm
Höhe	820 mm
Gewicht	ca. 40 kg
<b>Schaltschrank</b>	
Breite	350 mm
Tiefe	500 mm
Höhe	570 mm
Gewicht	ca. 15 kg

